

Schallschutz für Ultraschallhomogenisatoren

Sonation UCB-Serie

Effektiv - Durchdacht - Flexibel



Vorteile

- Reduziert den Lärm von Ultraschall-Homogenisatoren um etwa 75%.
- Passend für nahezu alle Hersteller und Modelle.
- Große integrierte Sichtscheibe.
- Höhenverstellbare und schwenkbare Aufnahme für den Sonotrodenkopf.
- Integrierte Innenraumbeleuchtung.
- Automatisierte Belüftung.
- Automatische Programmendeerkennung mit optischer Signalisierung.

Technische Daten

- Außenmaße: 440x440x910mm (BxTxH)
- Innenmaße: 350x370x820mm (BxTxH)
- Gewicht: Ca. 33kg
- Klemmbereich der Aufnahme: 43-78mm
- Versorgungsspannung: 12V (über mitgeliefertes Steckernetzteil)