

Schallschutz für Ultraschallbäder

Sonation Schallschutzhaubenserie USBB



**-30dB(A)
Über 90% Lärmreduktion**

Einfacher Zugang

Platzsparend

Robuste Metallkonstruktion

Aktive Belüftung



- Lärmreduktion um bis zu 30dB(A), was einer empfundenen Lautstärkereduktion von deutlich über 90% entspricht. Die Kavitationsgeräusche sind damit praktisch nicht mehr zu hören.
- Verfügbar in 3 verschiedenen Größen für alle gängigen Ultraschallbäder.
- Der Deckel kann ganz nach hinten geklappt werden und ermöglicht dadurch das bequeme herausnehmen des Reinigungskorbes.
- Das Öffnen des Deckels benötigt keinen zusätzlichen Platz womit eine Aufstellung unter dem Abzug oder unter Unterbauschränken problemlos möglich ist.
- Bedienfeld jederzeit im Blick. Durch die transparente Scheibe an der Front kann jederzeit einfach überprüft werden, wie lange die Reinigung noch dauert
- Frontaler und seitliche Zugänge zum Bedienen des Ultraschallbades bzw. zum Ablassen der Reinigungsflüssigkeit.
- Integrierter Lüfter zur Absaugung von Dämpfen
- Seitlich angebrachte Griffmulden zum einfachen Transport.
- Öl- und Wasserabweisendes sowie Flammhemmendes Dämmmaterial.
- Pulverbeschichtete, widerstandsfähige und leicht abwaschbare Oberfläche.
- Über Rotationsbremsen gedämpfter Öffnungsmechanismus für ein sanftes und leichtgängiges Öffnen.

Kontaktdaten

Sonation GmbH
Alte Schulstr. 39
88400 Biberach
Tel.: +49 (0) 7351 30038-39
Fax.: +49 (0) 7351 30038-41

www.sonation.de

Modelle

Die Schallschutzhauben für Ultraschallbäder gibt es in drei verschiedenen Standardgrößen, S, M und L. Die unten abgedruckte Liste gibt einen Überblick über die abgedeckten Ultraschallbäder. Sollte Ihr Gerät nicht aufgelistet sein, Fragen Sie bitte Sonation nach der passenden Schallschutzlösung.

Bandelin

DT31
DT31H
DT52
DT52H
DT100
DT100H
DT102H
DT103H
DT106
DT156
DT156H
DT 255
DT 255 H
DT 510
DT 510 H
DT 512 H
DT 514
DT 514 H
DT 514 BH
DT 1028
DT 1028 H
DT 102 H-RC
DT 255 H-RC
DT 510 H-RC
DT 514 BH-RC
RK 31
RK 31 H
RK 52
RK52 H
RK100
RK100H
RK100 SH
RK102 H
RK103 H
RK106
RK156
RK156 BH
RK255
RK255 H
RK510
RK510 H
RK512 H
RK513
RK514

RK514 H
RK514 BH
RK1028
RK1028 H
RK102 CH
103 CH
RK255 CH
RK512 CH
Grand Instruments
XUB5
XUB12
XUB18
XUBA1
XUBA3

ELMA

S10/H
S15/H
S30/H
S40/H
S60/H
S100/H
S120/H
S180/H
P30 H
P60 H
P120 H
P180 H
Elmasonic Denta Pro
Elmasonic x-tra 30 H
Elmasonic x-tra 50 H
Elmasonic x-tra 70 H
Elmasonic x-tra 150 H
TI-H-5
T490 DH
T710 DH
T760 DH

Sonica

1200 M
2200 M
2200 M
2200 M
2200 M
2400 M

2400 MH
2400ETH
2400 EP
3200 M
3200 MH
3200 ETH
3200 EP
3200 L M
3200 L MH
3200 L ETH
3200 L EP
3300 L M
3300 MH
3300 ETH
3300 EP
4200 M
4200 MH
4200 ETH
4200 EP
4300 M
4300 MH
4300 ETH
4300 EP

Advantage Lab

AI04-01-230
AI04-03-230
AI04-06-230
AI04-12-230

Kontaktdaten

Sonation GmbH
Alte Schulstr. 39
88400 Biberach
Tel.: +49 (0) 7351 30038-39
Fax.: +49 (0) 7351 30038-41