



Labormöbel



LABORTISCHSERIE HPLC
FLEXIBEL - MOBIL - ROBUST

INFORMATION

Die Labortischserie HPLC

Unsere Labormöbel zeichnen sich durch **Robustheit** und **Funktionalität** aus.

Sie bieten alles, was im modernen analytischen Labor benötigt wird.

Mit der Tendenz zu mehr **Flexibilität** und **Mobilität** im Labor bietet die HPLC Tischserie die perfekte Basis für Ihre Laborgeräte. Die auf maximale **Stabilität** getrimmte Konstruktion sorgt dafür, dass Ihre Laborgeräte jederzeit optimal geschützt sind.



Breiten und Tiefen

Breiten

- 60cm (Lagernd)
- 80cm (Auf Anfrage)
- 100cm (Auf Anfrage)
- 120cm (Lagernd)

Tiefen

- 70cm (Auf Anfrage)
- 80cm (Lagernd)
- 90cm (Auf Anfrage)
- 100cm (Auf Anfrage)



Vorteile

Flexibel

- Verschiedene Breiten, Tiefen und Höhen verfügbar
- Feste Höhen oder elektrisch höhenverstellbar
- Modularer Aufbau

Mobil

- Kugelgelagerte Lenkrollen mit Feststellern
- Sicherer Stand
- Sehr gute Laufeigenschaften

Robust

- 250kg Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung
- 150kg Tragkraft bei einseitiger Lastverteilung

Integrierter Kabelkanal

- Geräumige Ausführung
- Inklusive Klettkabelbindern

Integrierte Stromversorgung

- Im Kabelkanal integrierte Steckdosenleiste
- Unterschiedliche Steckdosentypen erhältlich

Durchführungen für Kabel und Schläuche

Voll konform zur Laborgerätenorm 61010
Durch ein unabhängiges Testlabor geprüft

Höhen

Modelle mit fester Höhe

- 60cm (Lagernd)
- 70cm (Auf Anfrage)
- 80cm (Lagernd)
- 90cm (Auf Anfrage)
- 100cm (Auf Anfrage)

Modelle mit variabler Höhe

- 53-83cm → 30cm Hub (Lagernd)
- 58-93cm → 35cm Hub (Auf Anfrage)
- 63-103cm → 40cm Hub (Lagernd)
- 68-113cm → 45cm Hub (Auf Anfrage)
- 73-123cm → 50cm Hub (Auf Anfrage)



Materialien

Tischplatten

- TRESPA® TOPLAB® PLUS
- Lösemittelbeständig
- Leicht zu reinigen
- Hervorragende Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien und Reinigungsmittel
- Begünstigt kein bakterielles Wachstum

Unterbau und Fahrgestell

- Mechanisch robuste Stahlkonstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche

Tischbeine

- Aluminium



Verfügbares Zubehör

Schubladenmodul



Schubladenmodul mit Softstop-Auszügen.

- Blendenhöhe: 119mm
- Schubladenhöhe: 68mm

Mitfahrende Wanne



Mitfahrende Wanne mit herausnehmbarer Antirutschmatte beispielsweise für Abfallflaschen.

- Tiefe: 23cm
- Breite: Tischbreite - 20cm
- Wannenhöhe: 5cm

Feststehender Ablageboden



Ablageboden für beispielsweise einen PC oder zur Aufbewahrung von Zubehör.

- Material: TRESPA® TOPLAB® PLUS



IMPROVE YOUR SCIENCE



SONATION GMBH
ALTE SCHULSTRASSE 39
DE-88400 BIBERACH

TEL.: +49 (0) 7351 80093-0
E-MAIL: MAIL@SONATION.COM
WWW.SONATION.COM